

## Алгоритм дій для закладів охорони здоров'я щодо проведення консультативного дослідження системи гемостазу методом тромбоеластографії

Для попереднього запису, проведення дослідження зразків крові замовлення приймаються черговою медичною сестрою відділу експедиції за телефонами: (057) 337-33-96; (057) 337-84-95.

Детальна інформація на сайті: <http://bloodservice.org.ua/4487-2>

*Для взяття зразка крові на дослідження, необхідно попередньо замовити в КЗОЗ ХОЦСК одноразову вакуумну пробірку 5 мл з розчином Натрію цитрату (Na Citrate 9NC 3,8% (0,129M) (з блакитною кришкою)!*

1. Заповнити направлення на консультативне дослідження системи гемостазу методом тромбоеластографії.
2. Зразок крові для аналізу набирати натще або не раніше ніж через 4 години після останнього прийому їжі.
3. На етикетці одноразової пробірки з Na цитратом (з **блакитною кришкою**) зазначити прізвище та ім'я пацієнта.
4. Накласти джгут автоматичний венозний (широкий) вище місця ін'єкції.
5. Набрати **4,5 мл** венозної крові в одноразову пробірку з Na цитратом (з **блакитною кришкою**) та перемішати тричі, повільно перевертаючи пробірку на 180 град.
6. Супровідну документацію запакувати окремо. Забороняється обгортати її навколо пробірки зі зразком крові або вкладати в контейнер або бікс.
7. Пробірку зі зразком крові протягом 40 хвилин доставити в лабораторний комплекс з імунологічним відділенням КЗОЗ ХОЦСК (кімната прийому матеріалу на дослідження).
8. Тривалість одного дослідження – 1 година. Одночасно досліджується два зразка крові.
9. Заключення видається у відділі експедиції КЗОЗ ХОЦСК або відправляється на електронну пошту, зазначену в направленні.

# Направлення на консультативне дослідження системи гемостазу методом тромбоеластографії

Назва закладу: \_\_\_\_\_ Дата: \_\_\_\_\_

До лабораторії ХОЦСК

Прошу виконати консультативне дослідження системи гемостазу методом  
тромбоеластографії.

1. Прізвище, ім'я та по-батькові пацієнта: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

2. Дата народження: \_\_\_\_\_

3. Адреса проживання: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. Електронна адреса (e-mail): \_\_\_\_\_

5. Контактний номер телефону: \_\_\_\_\_

6. П.І.Б. лікаря: \_\_\_\_\_

7. Діагноз: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## **Примітки:**

1. Зразок крові для аналізу набирати натще або не раніше ніж через 4 години після останнього прийому їжі.
2. Час транспортування зразка крові має бути не більше 40 хв.
3. Пробірка з кров'ю має бути промаркована (ПІБ пацієнта, дата і час взяття зразка крові «\_\_\_\_\_» год. «\_ \_» хв.).
4. В пробірку набирається **4,5 мл крові (пробірка з блакитною кришкою).**
5. Пробірку з кров'ю перемішати тричі, повільно перевертаючи пробірку на 180°.
6. Тривалість одного дослідження – 1 година.